



FarmaTron





FarmaTron

---

[www.farmatron.com.tr](http://www.farmatron.com.tr)





FarmaTron



# PARSON SPREY VE PARSON MENDİL

## Pars-On Spray and Wet Wipe



**Pars-On Sprey ve mendil** 50 ml Spreyde Aktif madde:% 100 silikon içermektedir. Bu ürün deri üzerindeki medikal yapıştırıcı ve kalıntıların çıkarılması için kullanılır. Acısız Flaster Sökücü Pars-On Sprey

### Kullanım alanları:

- Yapışkan yara örtüleri
- Flaster, kolostomi torbaları
- Elektrotlar, yapışkanlı bandajlar
- Katater sabitleyiciler, prezervatif sondalar için kullanılabilir.
- Pars-On, bant ile deri arasında hızlıca bir tabaka oluşturarak yapışkanlık özelliğini ortadan kaldırır.

- Yapışkan kalıntılarının kolayca giderilmesine olanak sağlar. Yapışkan bandın deri ile temasını keser.
- Güçlü yapışkanların ve yapışkan artıklarını kolay ve hızlıca çıkarır.
- Medikal yapıştırıcıların ciltte oluşturacağı olumsuzlukların giderilmesini sağlar.

**Pars-On Spray and wet wipe** in 50 ml sprayActive agent: contains 100% of silicone.This product is intended for removing the medical adhesive and residues on the skin.

### Painless Plaster Remover Pars-On Spray Usage areas:

- Adhesive wound dressings
- Plaster, colostomy bags
- Electrodes, adhesives bandages
- Catheter fasteners, condom catheters
- Pars-On removes the adhesiveness by quickly forming a layer between the plaster and skin.
- Allows removing adhesive residues easily. Prevents the contact of adhesive plaster and skin.
- Removes strong adhesives and adhesive residues quickly and easily.
- Helps to eliminate the adverse effects of medical plasters on the skin.



## ATEL SPLINT

Uzuvlarda meydana gelen kırılma, çıkma, çatlama, yaranma, ağrı ve şişlik gibi durumlarda şikayetleri azaltmak için ve bu uzuvları hareketsiz tutmak için kullanılan tıbbi ürünlere atel denir.



### KURBAĞA ATEL

Small, Medium, Large

#### FROG SPLINT

Aluminum frog finger splint small  
Aluminum frog finger splint medium  
Aluminum frog finger splint large

- Ensures immobilization of the finger in finger fractures, tendon and nerve injuries.
  - Used to keep the finger extended.
  - Used in finger injuries, tendon ruptures, drop joints.
  - Sizes and numbers vary.
  - Please ask for help from our technicians on the subject.
- Technical features:  
Manufactured using special aluminum. Inside is coated with plastazote.

### ALÜMİNYUM PARMAK ATELİ

Özel alüminyumdan imal edilmiştir. İç kısmı plastozot kaplıdır.  
15 cm, 20 cm 25 cm, 30 cm,

Aluminum finger splint 15 cm  
Aluminum finger splint 20 cm  
Aluminum finger splint 25 cm  
Aluminum finger splint 30 cm



## ÖRTÜ GRUBU COVER GROUP



### Dental Hasta Önlüğü ve Ünit Tabla Örtüsü

#### Ürün Özellikleri

Her bir önlüğün arası perforeli olup kolayca ayrılır. Lamineli olduğu için sıvı geçirmez. Örtünün üst yüzü sıvıyı tutabilecek ve alt kısma kesinlikle sıvıyı geçirmeyecek yapıdadır.

Boyundan bağlama için özel dizayn edilmiştir. Kolayca bağlanır ve kullanıldıktan sonra çözmeye gerek olmadan kolayca kopartılır, hasta hareket ettirmeden alınır.

Tek kullanımlık yetişkin hasta önlüğü olarak kolaylıkla ve pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. İsteğe göre farklı ebatlarda ve şekillerde çalışılabilir.

A single roll can contain different **COLORS**, sizes, and folds

The margin between each gown is perforated for ease of separation. Thanks to its laminated structure, it is liquid-resistant. The top layer of the gown can retain water and does not allow the water to go to the layer underneath.

Specially designed to be tied around the neck. Easily tied and can be ripped off easily after use, removed without moving the patient.

You can use it easily and practically as a single-use adult patient gown. Can be manufactured in different sizes and shapes per your request.





## MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ

### EXAMINATION TABLE COVER



The product is made of medical material, preventing damage due to medication, blood, and similar fluids. The top layer of the product is premium paper, while the bottom layer is a special waterproof material. Standard manufacturing dimensions: 50 cm x 50 cm 100 leaves. Custom dimension and print demands are met.

Ürün muayene masa örtülerinin ilaç,kan vb. sıvılardan zarar görmesini engelleyecek şekilde medikal malzemeden tasarlanmıştır. Ürünün üst katmanı birinci sınıf kâğıttan,alt katmanı sıvı geçirmez özel malzemeden üretilmiştir. Standart üretimi boyutu: 50cmx50 cm 100 yaprak. Farklı ebat ve baskı talepleriniz karşılanır.

# VAZELİNLER

## VASELINE



### KATI VAZELİN

Petroleum Jeli içerir.  
Yoğunluğu 600C de en az 0,820-0,825  
şeklinde dir.  
Erime noktası 45-51 derecedir  
Penetrasyonu 25 derecede 170-190'dır  
pH ı nötrdür.  
Kokusuzdur.  
Gramajlar:500gr ve 1000 gr

### SOLID VASELINE

Contains petroleum jelly  
Its density is min 0.820-0.825 at 600C.  
Its melting point is 45-510C  
Its penetration is 170-190 at 250C  
Its pH is neutral.  
It is odorless.  
Weight: 500 g and 1000 g



### SIVI VAZELİN

Renksiz, şeffaf, yağimsı ve viskoz yapıdadır.  
Ürün hiçbir katkı maddesi içermez.  
Vazelin ambalajı polietilen materyalden  
kırılmazdır ve Ambalaj kapakları kilitli  
plastikten oluşur.

Ürünün sprey formunda olan tipleri ürün  
homojen olarak dağılmasını sağlamak ve  
hastanın hassas bölgelerine uygulanabilmesi  
amacı ile kendinden sprey başlıklıdır

### LIQUID VASELINE

It is colorless, transparent, greasy and viscose.  
This product does not contain any additive.  
The Vaseline package is made of polyethylene; it is  
unbreakable and contains lockable plastic caps.  
The spray forms of the product have nozzle  
spray nozzle to allow homogeneous product  
distribution and treatment in sensitive areas of  
the patient





## PARAFİN PARAFFIN



Fizik tedavi uygulamalarında kullanıma uygundur.

- Katı özelliindedir.
  - Erime sıcaklığı 50 - 60 derecededir.
  - Parafinle birlikte vazelin kullanımına gerek yoktur.
  - Parafin uygun sıcaklıkta eridiğinde tamamen şeffaf , renksiz ve kokusuzdur.
  - Ambalaj şekilleri, 1 kg, 5 kg dir.
- fizik tedavi merkezlerince uygulanan el ve ayakta oluşabilecek eklem ağrılarında, romatizma tedavilerinde kullanılır.

Ayrıca güzellik amacı ile de uygulanan fizik tedavi parafini cildi korumaya, canlandırmaya,nemlendirip, pürüzsüz olmasına yardımcı olur.

Suitable for use in physical therapy practices...

- Solid.
- Melting point 50 - 60°C.
- Vaseline is not needed with the paraffin.

- Paraffin is fully transparent, colorless, and odorless when melted at optimum temperature.

- Packaging range: 1 kg, 5 kg.


Intended for hand and foot joint pain and rheumatism treatments applied in Physical Therapy centers.

This physical therapy paraffin also helps protect, rejuvenate, moisten, and smooth the skin when applied for beauty



# GÜMÜŞ NİTRAT ÇUBUĞU - GÖZKAPAMA PEDİ

## SILVER NITRATE BAR - EYE PAD



Ürün Göz yaralanmalarının tedavisinde, ameliyat sonrası göz bakımında kullanılmak amacıyla ile medikal malzemeden imal edilmiştir. Ürün hasta tipine göre pediatrik ve/veya yetişkin hastalarda kullanıma uygun farklı ürün tipleri vardır. Non alerjiktir. Kolay yapışır ve kolay çıkar şekildedir.

This product is made of medical material for the treatment of eye injuries and post-surgery eye care. Pediatric and/or adult product range is available. Non-allergenic. Easily attached and removed.

Nem ile aktive olan yapısı ile etkilenen mukoza bölgesinde kanamayı durdurmak ve siğil ya da leke gibi istenmeyen dokuların bertaraf edilmesi için tasarlanmıştır. %75 gümüş nitrat ve %25 potasyum nitrat içerir. Ürün 50'lik ve 100'lük paketlerden oluşur.

Intended to stop bleeding in the affected mucous area and remove undesired tissues, such as warts or blemishes, with its moisture-activated structure. Contains 75% of silver nitrate and 25% of potassium nitrate. The product is available in packs with 50 and 100 pieces.



## ELDİVENLER GLOVE



Pudrasız Mavi Eldiven termoplastik maddeden üretilmiştir. Lateks muayene eldiveni ve mavi nitril eldivene alternatif bir ürün olup fiyat performans olarak gayet kullanışlıdır.

Pudrasız mavi eldiven lateks ve nitril madde içermez. Özellikle esnek yapısı sebebiyle bağ bahçe, genel temizlik, ilk yardım gibi kullanım alanlarında kullanılabilmektedir.

Aynı zamanda pudrasız olması, hem pudra alerjisinin engellenmesini hem de kullanım alanında pudranın olmaması tercih edilen durumlarda güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

Termoplastik Mavi pudrasız eldiven aynı zamanda yırtılma ve delinmelere karşı lateks vb ürünlere göre daha dayanıklıdır.

Powder-Free Blue Gloves are made of thermoplastic material. It is an alternative product to latex examination gloves and blue nitrile gloves and is very useful in terms of price and performance.

Powder-free blue glove does not contain latex and nitrile substances. Especially due to its flexible structure, it can be used in areas of use such as vineyard or garden, general cleaning and first aid. At the same time, being powder-free ensures both the prevention of powder allergy and the safe use in situations where it is preferred that there is no powder in the usage area.

Thermoplastic Blue powder-free glove is also more resistant to tearing and puncture than latex, etc. products.



## EGZEMA ELDİVENLER SILVER NITRATE BAR - EYE PAD

Egzama eldiveni pamuktan yapılmıştır. Alerjide, egzama tedavisinde, deterjanla temastan kaçınmak için ve ayrıca soğuktan korunmada kullanılır.

Nasıl kullanılır:

Gece yatmadan önce elinize kremi sürdükten sonra pamuklu eldiven giyerek kremi cilt ile temas süresini uzatmış olursunuz.

Eczema glove is made of cotton. It can be used in allergy, eczema treatment, to avoid contacting detergent, as well as a protection from cold. Protective Cotton Eczema Glove  
How to use:

After applying the cream on your hand, wear starlife cotton glove, followed by the nylon glove.

By wearing the cotton glove after applying the cream on your hand before going to bed at night, you prolong the duration of contact between the cream and the skin.



## BOYUNLUK GLOVE



Boyun fitiđi, boyun zedelenmeleri ve boyun bölgesinde oluřan travmalar ii tasarlanmıřtır. It is designed for neck hernia, neck injuries and traumas in the neck region.

Nelson boyunluk (NELSON COLLAR)  
Sünger boyunluk (SPONGE COLLAR)

It is designed for neck hernia, neck injuries and traumas in the neck region. It is designed for neck hernia, neck injuries and traumas in the neck region.

Nelson collar (NELSON COLLAR)  
Sponge collar (SPONGE COLLAR)





## FİZİK TEDAVİ METAL AĞIRLIK

### SILVER NITRATE BAR - EYE PAD



- Intended to work weak hand and foot muscles.

- Used as an aid in exercises, sports activities, and physical therapy.

- The product contains lead weight.

- The weight can be increased or decreased as desired.

- It is made of neoprene.

- Weights: 1 KG, 1.5 KG, 2 KG, 2.5 KG, 3 KG

-Elde ve ayaktaki güçsüz kasları çalıştırmada kullanılır.

- Egzersizlerde spor aktivitelerinde ve fizik tedavide yardımcı olarak kullanılır.

- Ürünün içerisinde kurşun ağırlık vardır.

- İsteğe göre ağırlık azaltılıp artırılabilir.

- Neopren malzemenen üretilmiştir.

- Ağırlıklar:1 KG 1,5 KG 2 KG 2,5 KG 3 KG





# SICAK SOĞUK TERMOJEL KOMPRES

## HOT&COLD THERMOGEL COMPRESS

Sıcak Soğuk Termo Jel Kompres hem Sıcak hem de Soğuk Tedavide kullanılabilir. Bu özelliğinden dolayı sıcak yastıklara ve soğuk paketlere güçlü bir alternatiftir. Çok yönlü, yeniden kullanılabilir jel paketi, etkili ve ekonomik şekilde sıcak ve soğuk terapi sağlar.

EBATLAR:  
13CMX13CM  
13CMX26CM  
26CMX35CM

Hot&Cold Thermogel Compress is intended for both Hot and Cold Treatment. This makes it a powerful alternative for hot cushions and cold palettes. Versatile, reusable gel pack provides effective and cost-efficient hot and cold therapy.

DIMENSIONS:  
13CMX13CM  
13CMX26CM  
26CMX35CM



# ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

OUR SOLUTION PARTNERS

Vizyon İç ve Dış Tic. A.Ş.



# ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

OUR SOLUTION PARTNERS


Vizyon İç ve Dış Tic. A.Ş.



# ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

OUR SOLUTION PARTNERS

Vizyon İç ve Dış Tic. A.Ş.





## **FARMATRON SAĞLIK ÜRÜNLERİ MEDİKAL VE KOZMETİK SANAYİ İÇ DİŐ TİCARET LİMİTED ŐİRKETİ**

ADRES:

BADEMLİDERE MAHALLESİ ŐEMSETTİN GÜNALTAY CADDESİ 29/2 ÇANKAYA –ANKARA

POSTA KODU: 06705 TEL: +90 312 212 67 02 FAX +90 312 212 67 03

GSM 0532 453 78 74

VD: DİKİMEVİ VERGİ NO : 7290546897

TİCARET SİCİL NO : 366 917 MERSİS NO: 2525537324352802

FİRMA TANIMLAYICI NO: 2667269152368

Web: [www.farmatron.com.tr](http://www.farmatron.com.tr) [e.onursal@farmatron.com.tr](mailto:e.onursal@farmatron.com.tr)

BANKA BİLGİLERİ Ziraat Bankası 1521 / TÜRKÖZÜ ANKARA ŐUBESİ Hesap: 1521-67050614-5003

IBAN : TR82 0001 0015 2167 0506 1450 03



**FarmaTron**

[www.farmatron.com.tr](http://www.farmatron.com.tr)

BADEMLİDERE MAHALLESİ ŞEMSETTİN GÜNALTAY CADDESİ 29/2 ÇANKAYA –ANKARA  
POSTA KODU: 06705 TEL: +90 312 212 67 02 FAX +90 312 212 67 03